

AXAL® PRO Pastiglie Cloruro di Sodio

Sale ricristallizzato puro

Quality

sale speciale completamente solubile

Analisi chimica	w	tipico	min.	mass.	Metodo
● Cloruro di sodio	[%]	99,93	99,9		EN 973
● Calcio (Ca) + Magnesio (Mg)	[%]	0,004		0,01	ISO 2482
● Solfato (SO ₄)	[%]	0,04		0,1	ISO 2480
● Insolubile in H ₂ O	[%]	0,005		0,01	ISO 2479
● Umidità residua	[%]	0,02		0,1	ISO 2483
● Piombo (Pb)	[mg/kg]	0,5		1	EN 973
● Antimonio (Sb)	[mg/kg]	0,1		2,6	EN 973
● Selenio (Se)	[mg/kg]	0,1		2,6	EN 973
● Ferro (Fe)	[mg/kg]	1		2	EuSalt AS 015
● Manganese (Mn)	[mg/kg]	0,1		1	EuSalt AS 015
● Arsenico (As)	[mg/kg]	0,1		0,3	EN 973
● Cadmio (Cd)	[mg/kg]	0,1		0,5	EN 973
● Cromo (Cr)	[mg/kg]	0,1		0,75	EN 973
● Mercurio (Hg)	[mg/kg]	0,02		0,05	EN 973
● Rame (Cu)	[mg/kg]	0,1		2	EuSalt AS 015
● Nickel (Ni)	[mg/kg]	0,1		0,75	EN 973

Granulometria

according to EN 1235

	w	tipico	mass.
● Frazione fine <5,0 mm	[%]	2	4

Dimensioni

Le informazioni sopra riportate sono il risultato dei nostri continui controlli di qualità. Esse non esonerano l'utilizzatore da controlli all'arrivo del prodotto. I suddetti dati hanno finalità di informazione e non costituiscono garanzia. La determinazione dell'idoneità del prodotto per l'applicazione specifica è esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.



AXAL® PRO Pastiglie Cloruro di Sodio



Sale ricristallizzato puro

- Altezza 16,00 mm
- Diametro 25,00 mm
- Peso 15,00 g

Campo d'applicazione

- Le pastiglie AXAL® PRO vengono utilizzate per ottenere una salamoia molto pura per la rigenerazione delle resine a scambio ionico degli addolcitori d'acqua.

Nota

- Valori tipici basati su analisi regolari.

Nota

- Il prodotto è conforme alle norme EN 973 (A) relative al sale per la rigenerazione delle resine a scambio ionico degli addolcitori d'acqua
- EN 973: Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Cloruro di sodio per la rigenerazione di scambiatori di ioni.

Nota

- Le pastiglie sono prodotte a partire da un sale raffinato di qualità alimentare che risponde al criterio di purezza di Codex Alimentarius.

Nota

- Seguire le istruzioni del fabbricante dell'impianto.

Applicazione

- Ad uso industriale.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato dei nostri continui controlli di qualità. Esse non esonerano l'utilizzatore da controlli all'arrivo del prodotto. I suddetti dati hanno finalità di informazione e non costituiscono garanzia. La determinazione dell'idoneità del prodotto per l'applicazione specifica è esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

AXAL® PRO SALT TABLETS

Pure dried vacuum salt

Quality

completely soluble special salt

Chemical Analysis	w	typical	min.	max.	Method
● Sodium chloride	[%]	99.93	99.9		EN 973
● Calcium (Ca) + Magnesium (Mg) [%]		0.004		0.01	ISO 2482
● Sulphate (SO ₄)	[%]	0.04		0.1	ISO 2480
● H ₂ O-insoluble	[%]	0.005		0.01	ISO 2479
● Moisture	[%]	0.02		0.1	ISO 2483
● Lead (Pb)	[mg/kg]	0.5		1	EN 973
● Antimony (Sb)	[mg/kg]	0.1		2.6	EN 973
● Selenium (Se)	[mg/kg]	0.1		2.6	EN 973
● Iron (Fe)	[mg/kg]	1		2	EuSalt AS 015
● Manganese (Mn)	[mg/kg]	0.1		1	EuSalt AS 015
● Arsenic (As)	[mg/kg]	0.1		0.3	EN 973
● Cadmium (Cd)	[mg/kg]	0.1		0.5	EN 973
● Chromium (Cr)	[mg/kg]	0.1		0.75	EN 973
● Mercury (Hg)	[mg/kg]	0.02		0.05	EN 973
● Copper (Cu)	[mg/kg]	0.1		2	EuSalt AS 015
● Nickel (Ni)	[mg/kg]	0.1		0.75	EN 973

Granulometry

according to EN 1235

	w	typical	max.
● Fine fraction <5.0 mm	[%]	2	4

Dimensions

The data given above are based on our continuous quality monitoring system. They do not exempt the user from his obligation to make an incoming inspection of the delivered product. The data are for information purposes and do not constitute any guarantee. It is the responsibility of the user to determine the product's suitability for his intended use.

AXAL® PRO SALT TABLETS



Pure dried vacuum salt

- Height 16.00 mm
- Diameter 25.00 mm
- Weight 15.00 g

Field of application

- AXAL® PRO tablets are specially produced to obtain a very pure brine for regeneration of ion exchange resins in water softeners.

Note

- Typical values on basis of regular analysis.

Note

- This product is in compliance with EN 973(A): regenerating salt for ion exchangers.
- EN 973: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for regeneration of ion exchangers.

Note

- The tablets are produced from refined food grade salt which complies with the purity criterion of the Codex Alimentarius.

Note

- Strictly follow instructions of the manufacturer.

Application

- For industrial uses.

The data given above are based on our continuous quality monitoring system. They do not exempt the user from his obligation to make an incoming inspection of the delivered product. The data are for information purposes and do not constitute any guarantee. It is the responsibility of the user to determine the product's suitability for his intended use.